

KERN 366-93

KERN

Peso individual, Classe OIML M3, 500 g, Botão, ferro fundido lacado



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M3
Família de produto	366

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	500 g
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	5,9512
Peso de teste OIML classe	M3
Avaliação da conformidade possível	no
Peso de teste - volume (cm ³)	70,4225
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	1500
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7100
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	600

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	46×68 mm
Material	ferro fundido lacado
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - Selo

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-639
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	46×46×68 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,55 kg
Peso de envio	0,5002 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761482074
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

