

KERN 366-96

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Knopf, Gusseisen lackiert



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 94×94×146 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 5,0 kg

Bruttogewicht ca. 6 kg

Versandgewicht 5,11 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 404576 1482 104

Warennummer (Zolltarifnummer) 84239090

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	59,512
Gewicht OIML-Klasse	M3
Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	704,2254
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 g
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7100
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	600

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	94×146 mm
Material	Gusseisen lackiert
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAKKS-Kalibrierung	962-643
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----