

KERN 366-97

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 10 kg, Knopf, Gusseisen lackiert



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	121×121×193 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	11 kg
Versandgewicht	10,15 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761482111
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	119,024
Gewicht OIML-Klasse	M3
Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1408,4507
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	5 g
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7100
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	600

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	121×193 mm
Material	Gusseisen lackiert
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-644
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----