

# KERN 367-01

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 1 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



Afmetingen verpakking (B×D×H) 6×6×6 mm

Nettogewicht 0,001 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 0,05 kg

Brutogewicht ca. 0,05 kg

Verzendgewicht 0,1 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer 347-030-400

Etui - aluminium Artikelnummer 317-010-600

Etui - Hout Artikelnummer 337-010-200

## Pictogrammen

### STANDARD



1 DAY

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,119
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0024
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	140
Testgewicht - nominale waarde	1 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	10 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	6×6 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-631
-------------------------------------	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----