

# KERN 367-02

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 2 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×11 mm
Nettogewicht	0,002 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-030-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-020-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-020-200

## Pictogrammen

## STANDARD



1 DAY

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,2381
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0048
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	140
Testgewicht - nominale waarde	2 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	12 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	6×11 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-632
-------------------------------------	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----