

KERN 367-03

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 5 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 8×8×14 mm |
| Nettogewicht | 0,005 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,05 kg |
| Verzendgewicht | 0,1 kg |

Optionele etuis

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Etui - Plastic Artikelnummer | 347-030-400 |
| Etui - aluminium Artikelnummer | 317-030-600 |
| Etui - Hout Artikelnummer | 337-030-200 |

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML M3 |
| Productfamilie | 367 |

Meetsysteem

| | |
|--|--------|
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk | no |
| Testgewicht - volume (cm ³) | 0,5952 |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 0,012 |
| Testgewicht - dichtheid (kg/m ³) | 7950 |
| Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³) | 140 |
| Testgewicht - nominale waarde | 5 g |
| OIML-conform | ✓ |
| Testgewicht OIML klasse | M3 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 16 mg |

Ontwerp

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Afmetingen (Ø×H) | 8×14 mm |
| Materiaal | roestvrij staal fijn gedraaid |

Diensten

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 962-633 |
|-------------------------------------|---------|

Verpakking & verzending

| | |
|-------------|-----|
| Levertijden | 1 d |
|-------------|-----|