

KERN 367-04

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 10 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



Afmetingen verpakking (B×D×H)	10×10×17 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-050-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-040-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-040-200

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm ³)	1,1905
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0241
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - nominale waarde	10 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	20 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	10×17,5 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-634
-------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----