

KERN 367-06

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



Afmetingen verpakking (B×D×H)	18×18×28 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-070-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-060-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-060-200

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm ³)	5,9524
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,1205
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - nominale waarde	50 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	30 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	18×28 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-636
-------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----