

Productbrochure

08.08.2026

KERN 367-07

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 100 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-242	Pincet 315-242 (polyamide 100 mm)
315-250	Pincet 315-250 (edelstaal 150 mm)
317-070-600	Aluminium gewichtsetui 317-070-600 (voor nominale waarden 100 g voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
337-070-200	Houten gewichtsetui 337-070-200 (voor nominale waarden 100 g voor klassen F2 + M1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
347-070-400	Plastic gewichtsetui 347-070-400 (voor nominale waarden 50 g - 100 g voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-637	DAkS Kalibratiecertificaat 962-637
962-637R	DAkS-rekalibratie 962-637R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen