

KERN 367-07

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	22×22×37 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-070-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-070-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-070-200

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm ³)	11,9048
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,2409
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht - nominale waarde	100 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	22×37 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-637
-------------------------------------	---------