

# KERN 367-08

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 28×28×47 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,20 kg

Bruttogewicht ca. 0,20 kg

Versandgewicht 0,2 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-080-400

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-080-600

Etui - Holz Artikelnummer 337-080-200

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	367

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	23,8095
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,4819
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
Prüfgewicht - Nennwert	200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	100 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	28×47 mm
Material	Edelstahl feingedreht

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-638
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----