

# KERN 367-08

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×47 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-080-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-080-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-080-200

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	23,8095
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,4819
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht - nominale waarde	200 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	100 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	28×47 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-638
-------------------------------------	---------