

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 367-09

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PIKTOGRAMME

Standard

Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
315-245	Pinzetten 315-245 (Edelstahl 250 mm)
317-090-600	Aluminium-Gewichtsetui 317-090-600 (für Nennwerte 500 g für Klassen E1 - M3 für Bauform Knopf/Kompakt)
317-280	Handschuhe 317-280 (Baumwolle, 1 Paar)
337-090-200	Holz-Gewichtsetui 337-090-200 (für Nennwerte 500 g für Klassen F2 + M1 für Bauform Knopf/Kompakt)
347-090-400	Kunststoff-Gewichtsetui 347-090-400 (für Nennwerte 500 g für Klassen F1 - M3 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-350	Markierung per Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350
920-351	Markierung von Prüfgewichten (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-351
962-639	DAkKS-Kalibrierschein 962-639
962-639R	DAkKS-Rekalibrierung 962-639R

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage