

KERN 367-09

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 38×38×62 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,50 kg

Bruttogewicht ca. 0,50 kg

Versandgewicht 0,5 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-090-400

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-090-600

Etui - Holz Artikelnummer 337-090-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	367

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	59,5238
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	1,2046
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	38×62 mm
Material	Edelstahl feingedreht

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-639
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----