

KERN 367-11

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 48×48×80 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 1,00 kg

Bruttogewicht ca. 1,00 kg

Versandgewicht 1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-110-400

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-110-600

Etui - Holz Artikelnummer 337-110-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe | OIML M3 |
| Produktfamilie | 367 |

Messsystem

| | |
|--|----------|
| Konformitätsbewertung möglich | no |
| Prüfgewicht - Volumen (cm ³) | 119,0476 |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³) | 2,4093 |
| Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³) | 7950 |
| Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³) | 140 |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) | 1500 |
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 kg |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | M3 |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 500 mg |

Bauform

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Abmessungen (Ø×H) | 48×80 mm |
| Material | Edelstahl feingedreht |

Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-641 |
|--------------------------------------|---------|

Verpackung & Versand

| | |
|------------|-----|
| Lieferzeit | 1 d |
|------------|-----|