

KERN 367-11

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×80 mm
Nettogewicht	1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-110-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-110-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-110-200

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm ³)	119,0476
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	2,4093
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht - nominale waarde	1 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	500 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	48×80 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-641
-------------------------------------	---------