

KERN 367-12

KERN

Peso singolo, classe OIML M3, 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M3
Famiglia di prodotti	367

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm ³)	238,0952
Possibilità di valutazione della conformità	no
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	4,8186
Peso di calibrazione OIML classe	M3
Peso di calibrazione - valore nominale	2 kg
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	1 g
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	1500

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	60×100 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Tipo di regolazione	Camera di aggiustamento - Sigillo

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-642
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	60×60×100 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,0 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-120-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-120-600
Caso - Legno Numero di articolo	337-120-200

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761257306
Numero merceologico	84239090
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

