

# KERN 367-12

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	238,0952
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	4,8186
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht - nominale waarde	2 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 g

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	60×100 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-642
-------------------------------------	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×100 mm
Nettogewicht	2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-120-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-120-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-120-200

## Pictogrammen

### STANDARD

