

KERN 367-12

KERN

Peso individual, Classe OIML M3, 2 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M3
Família de produto	367

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	no
Peso de teste - volume (cm ³)	238,0952
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	4,8186
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	1500
Peso de teste - valor nominal	2 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M3
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	1 g

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	60×100 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-642
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	60×60×100 mm
Peso líquido	2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	2 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-120-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-120-600
Estojo - madeira Número do artigo	337-120-200

Pictogramas

STANDARD

