

KERN 572-A03

KERN

Haken für Unterflurwägungen, passend für Modelle KERN 572



Kategorie

| | |
|------------------|-------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Waage |
| Produktgruppe | Haken |

Bauform

| | |
|-------------------------|--------|
| Material | Metall |
| Nenntragfähigkeit (WLL) | 24 kg |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 25×15×2 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,05 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|--|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761475212 |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 84239010 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

Piktogramme

STANDARD

