

# KERN 572-A03

**KERN**

Gancho para pesagens suspensas, apropriado para todos os modelos KERN 572



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Gancho

## Desenho

Material	metal
Capacidade nominal de carga (WLL)	24 kg

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	25×15×2 mm
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Pictogramas

STANDARD

