

KERN ABP-A01

KERN

Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Ionisator

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	124×87×49 mm
Material	Kunststoff

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	325×263×158 mm
Nettogewicht	0,85 kg
Versandart	Paketservice
Nettogewicht ca.	0,85 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	2,7 kg

Piktogramme

STANDARD

