

KERN FGE 5K-3S05

KERN

Balance de cuisine précise et design pour la cuisine, la cantine, la gastronomie



Écran hauteur de chiffres 18 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	152×230×15 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	152×230×15 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	152×230 mm
Dimensions surface de pesée	152×230 mm
Matériau boîtier	Plastique ABS
Matériau plateau de pesée	acrylique
Vis de nivellement réglables	✓

Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	120 sec
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	2

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Li-métal
Pile	2×CR2032
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	13 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	0 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %

Homologation

Sigle CE ✓

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247S05
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127S05.
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×180×175 mm
Poids net	1,75 kg
Mode de livraison	Service de colis

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de cuisine
Famille de produits	FGE

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	5000 g
Lecture [d]	1 g
Reproductibilité	15 g
Linéarité	± 15 g
Poids minimal [Min]	5 g
Résolution	5.000
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	1 s
Charge excentrée à 1/3 [Max]	20 g
Fluage maximal (15 minutes)	4 g
Fluage maximal (30 minutes)	8 g
Unité pré-réglée	g
	g
	ml
Unités de mesure	lb:oz
	fl.oz

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran taille	58×24,5 mm

KERN FGE 5K-3S05

Balance de cuisine précise et design pour la cuisine, la cantine, la gastronomie

Poids net env.	1,8 kg
Poids brut env.	2,4 kg
Poids d'expédition	2,35 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

