

# KERN IXC-A02

**KERN**

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 600 mm



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	160×215×600 mm
Material	Stahl, lackiert
Stativhöhe	600 mm

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	730×170×130 mm
Nettogewicht	1,272 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	3,2 kg

## Piktogramme

### STANDARD

