


# KERN MBC-A08

**KERN**

Akku



## Kategorie

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Marke            | KERN            |
| Produktkategorie | Waage           |
| Produktgruppe    | Akku / Batterie |

## Bauform

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 30×150×15 mm |
|---------------------|--------------|

## Energieversorgung

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Akku              |
| Batterie-/Akkuart             | NiMH              |
| Batterieanschluss             | Steckklemmen      |
| Batterie-Kapazität            | 2.200 mAh         |
| Batterie-Spannung             | 7,2 V             |
| Akku                          | 6 x 1.2 V 2000 mA |

## Verpackung & Versand

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit                     | 1 d          |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 35×155×20 mm |
| Versandart                     | Paketdienst  |
| Nettogewicht ca.               | 0,15 kg      |
| Bruttogewicht ca.              | 0,20 kg      |
| Versandgewicht                 | 0,163 kg     |
| Volumengewicht                 | 0,1 kg       |

## Produktinformationen

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN-Nummer               | 4045761312272 |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 85075000      |

## Piktogramme

STANDARD

