


KERN MBC-A08

KERN

Batteria



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Accumulatore / Batteria

Design

Dimensioni (L×P×A)	30×150×15 mm
--------------------	--------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Batteria capacità	2.200 mAh
Batteria tensione	7,2 V
Accumulatore	6×1.2 V 2000 mA

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	35×155×20 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,163 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761312272
Numero merceologico	85075000

Pittogrammi

STANDARD

