

KERN MBF 100K-2

KERN

Balança multifuncional para bebês e crianças com função mãe-criança



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança pesabebês
Família de produto	MBF

Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	2
Gama de pesagem [Max]	20 kg; 100 kg
Leitura [d]	0,01 kg; 0,05 kg
Reprodutibilidade	0,04 kg; 0,2 kg
Linearidade	± 0,15 kg; 0,8 kg
Resolução	2.000, 2.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Tempo transitório	2 s
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,06 kg; 0,6 kg
Tipo de balança	Balança de divisão múltipla
Unidades de medição	kg lb
Fluência máxima (15 minutos)	100 g
Fluência máxima (30 minutos)	200 g
Unidade pré-ajustada	kg

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã tamanho	0,7"
Ecrã altura de dígitos	20 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	290×326×41 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	600×354×91,5 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	600×295 mm
Dimensões superfície de pesagem	600×295 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	600×295×45 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	plástico

Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	15 sec
Função de tarar	manualmente (uma e várias vezes)
Número de teclas para operação	4

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	3×1,5V AAA
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tempo de operação - con retroiluminação	51 h
Bateria tiempo de carga	51 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
Número do artigo para calibração DAkKS	963-129
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

KERN MBF 100K-2

Balança multifuncional para bebés e crianças com função mãe-criança

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	650×350×170 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envio	7,7 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	404576 1493827
Número de mercadoria	84231090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD

