

KERN MBH 15K-3

KERN

Bilancia pesaneonati a sospensione per pesare in totale tranquillità e sicurezza i bambini nel telo



Data di creazione: 30.06.2026

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilancia pesaneonati
Famiglia di prodotti	MBH

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	10 kg; 15 kg
Divisione [d]	0,005 kg; 0,01 kg
Riproducibilità	0,01 kg
Linearità	± 0,03 kg
Risoluzione	2.000, 1.500
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	10 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	10 kg
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Tipo di bilancia	Bilancia con divisione multipla
Unità di misura	kg lb
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Scorrimento massimo (15 minuti)	20 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	40 g
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	no

Display dimensioni	40×17 mm
Display altezza cifre	15 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	101×25×107 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	101×25×203 mm
Dimensioni alloggiamento - larghezza (A)	101,1 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	25,4 mm
Dimensioni alloggiamento - altezza/lunghezza (C)	106,9 mm
Dimensioni - altezza totale/ lunghezza totale (D)	220,5 mm
Dimensioni gancio/al basso - spessa (I)	5 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale sospensione	acciaio
Materiale gancio di carico	acciaio
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Protetta IP - cella di carico	IP65
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	2×1.5 V AAA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	100 h
Batteria capacità	1.150 mAh
Batteria tensione	1,5 V
Numero di celle della batteria	2
Batteria - Peso singolo	11,2 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	22,4 g
Batteria - Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	1,725 Wh
Batteria - Contenuto di litio	0 g

KERN MBH 15K-3

KERN

Bilancia pesaneonati a sospensione per pesare in totale tranquillità e sicurezza i bambini nel telo

Batteria/accumulatore collegato non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	90 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Testato TÜV	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128H
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	225×150×70 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,45 kg
Peso di spedizione	0,5 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	404576 1503465
Numero merceologico	84238220
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

