

KERN MBH 15K-3

KERN

Balança de suspensão para bebés para uma pesagem tranquila e segura dos lactantes no pano para pesagem



Data de criação: 30.06.2026

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança pesabebés
Família de produto	MBH

Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	10 kg; 15 kg
Leitura [d]	0,005 kg; 0,01 kg
Reprodutibilidade	0,01 kg
Linearidade	± 0,03 kg
Resolução	2.000, 1.500
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	10 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	10 kg
Carga excêntrica/off-centre não é possível	✓
Tipo de balança	Balança de divisão múltipla
Unidades de medição	kg lb
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Ligação da célula de pesagem	4-condutores
Fluência máxima (15 minutos)	20 g
Fluência máxima (30 minutos)	40 g
Unidade pré-ajustada	kg

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	não

Ecrã tamanho	40×17 mm
Ecrã altura de dígitos	15 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	101×25×107 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	101×25×203 mm
Dimensões da caixa - largura (A)	101,1 mm
Dimensões da caixa - fundo (B)	25,4 mm
Dimensões da caixa - altura/comprimento (C)	106,9 mm
Dimensões - altura total/comprimento total (D)	220,5 mm
Dimensões gancho/abaixo - espessura (I)	5 mm
Material da caixa	plástico
Material suspensão	aço
Material gancho de carga	aço
Material caixa do ecrã	plástico
Material célula(s) de carga	alumínio
Células de carga - número	1

Funções

Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Protecção IP - célula de carga	IP65
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	3 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	2×1.5 V AAA
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	100 h
Bateria capacidade	1.150 mAh
Bateria tensão	1,5 V
Número de células da bateria	2
Bateria - peso individual	11,2 g
Bateria - peso total no artigo	22,4 g
Bateria - estrutura/forma	Células individuais
Capacidade da bateria (Wh)	1,725 Wh
Bateria - Teor de lítio	0 g

KERN MBH 15K-3

KERN

Balança de suspensão para bebês para uma pesagem tranquila e segura dos lactantes no pano para pesagem

Bateria/acumulador ligado não conectado, em anexo

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	90 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
Testado pelo TÜV	✓

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128H
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	225×150×70 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envio	0,5 kg
Peso volumétrico da entrega	0,5 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	404576 1503465
Número de mercadoria	84238220
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD

