

KERN MPN 200K-1PM

KERN

Balanza pesapersona integrables para la transmisión inalámbrica de los datos de pesaje a los sistemas EMR o EHR



Pantalla tipo	LCD
Pantalla retroiluminación	no
Pantalla tamaño	100×40 mm
Pantalla secciones	6
Pantalla altura de dígitos	25 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	365×570×1030 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	210×54×100 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	365×360 mm
Dimensiones superficie de pesaje	365×360 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	365×360×80 mm
Material de carcasa	plástico ABS
Material plato de pesaje	acero, lacado
Material plataforma	aluminio fundido, plástico
Material carcasa de pantalla	pástico
Material célula(s) de carga	aluminio
Nivel de burbuja	✓
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Soporte altura	940 mm
Ruedas de transporte	✓
Longitud del cable	1,8 m
Indicador longitud del cable	1,8 m
Construcción de plataforma	atornillado (superficie lisa)

Funciones

Memoria fiscal	memoria interna
Memoria fiscal - número de posiciones de memoria	250.000
Función para el cálculo del IMC	✓
Función Hold	✓
Protección IP - unidad completa	-
Protección IP - pantalla	sin protección IP
Protección IP - plataforma	IP65
Protección IP - célula de carga	IP65
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	off seleccionable 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 30 min, 60 min off
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	seleccionable 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 30 min, 60 min

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Balanza pesa-personas
Familia de productos	MPN

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	250 kg
Lectura [d]	0,1 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linealidad	± 0,1 kg
Peso mínimo [Min] (calibrable)	2 kg
Resolución	2.500
Rango de tara	250 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	250 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	250 kg
Tiempo de estabilización	3 s
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,1 kg
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	kg
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
Unidad predefinida	kg
Célula de pesaje tipo de carga	DMS

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
------------------	-----

KERN MPN 200K-1PM

Balanza pesapersona integrables para la transmisión inalámbrica de los datos de pesaje a los sistemas EMR o EHR

Función de tara	manualmente (una y varias veces)
Número de teclas de manejo	6

Interfaz

Interfaces	RS-232 (opcional) Bluetooth (opcional) WiFi Memoria fiscal USB-Device (opcional) KUP
------------	---

compatible con EasyTouch ✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería)
---------------------------	---

Tipo de fuente de alimentación Fuente de alimentación de enchufe

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK
--	------------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK
--	------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

Fuente de alimentación extraíble desmontable

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	6 V, 1 A
--	----------

Toma de corriente para la fuente de alimentación Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,5 mm, largo 9,5 mm

Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso) Li-Ion
------------------------------	------------------------------

Pila 6×1.5 V AA

Conexión de la batería Inserto de batería

Pila tiempo de carga 20 h

Acumulador tiempo de carga 8 h

Acumulador opcional Acumulador opcional

Batería/acumulador conectado no conectado, aislado en el dispositivo

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min] 10 °C

Temperatura ambiental [Max] 40 °C

Humedad ambiental [Min] 5 %

Humedad ambiental [Max] 80 %

Temperatura de almacenamiento [Min] -20 °C

Temperatura de almacenamiento [Max] 60 °C

Homologación

Marca CE ✓

Evaluación de la conformidad posible de fábrica ✓

Clase de precisión III

Intervalo de escala de verificación [e] 0,1 kg

Homologación según 2017/745 (MDR, med.) ✓

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación 961-249

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) 965-129

Número de artículo para calibración DAkkS 963-129

Número de artículo para certificado de conformidad 969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 1010×290×445 mm

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 11 kg

Peso bruto aprox. 13 kg

Peso de envío 26,1 kg

Peso volumétrico del envío 26,1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN 4045761242685

Número de mercancía 84231090

Clasificación REACH ninguna sustancia prohibida

KERN MPN 200K-1PM



Balanza pesapersona integrables para la transmisión inalámbrica de los datos de pesaje a los sistemas EMR o EHR

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY



CE
0297