

# KERN MWA-A04

**KERN**

Haltebügel-Set mit klappbarem Patientensitz für Rollstuhlwaage KERN MWA 300K-1M



## Kategorie

|                  |        |
|------------------|--------|
| Marke            | KERN   |
| Produktkategorie | Waage  |
| Produktgruppe    | Stativ |

## Bauform

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Abmessungen (B×T×H)                   | 470×310×460 mm  |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 1015×970×750 mm |
| Material                              | Stahl, lackiert |
| Stativhöhe                            | 1125 mm         |
| Stativ drehbar                        | ✓               |

## Verpackung & Versand

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Lieferzeit                     | 2 d               |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 1000×1000×1816 mm |
| Nettogewicht                   | 8 kg              |
| Versandart                     | Spedition         |
| Nettogewicht ca.               | 8 kg              |
| Bruttogewicht ca.              | 9 kg              |
| Versandgewicht                 | 363,2 kg          |

## Piktogramme

STANDARD

