

KERN OXM 903



Software di misurazione e documentazione performante per laboratori e industria

MicroscopeVIS 2.0 LITE



Data di creazione: 23.06.2026

Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	KERN Software
Gruppo di prodotti	Software per microscopi
Famiglia di prodotti	OXM

Display

Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano Polacco Russo Ceca Portoghese Ucraino Turco Bulgaro
-----------------------------------	---

Funzioni

Sistemi operativi supportati	Win 7 Win 8 Win 10 Win 11
Requisiti di sistema CPU	Intel Core i3 o superiore AMD Ryzen 5 o superiore
Requisiti di sistema RAM	2 GB
Requisiti di sistema memoria SSD	SSD da 128 GB
Requisiti di sistema scheda grafica	NVIDIA GeForce RTX 3060 AMD Radeon RX 6600
Requisiti di sistema schermo	20" HD o superiore
Requisiti di sistema frequenza di clock	2,8 GHz

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761505926
Numero merceologico	90160090

Pittogrammi