

# KERN OZB-A45 15UK-2026e

**KERN**

Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung Ihrer Probe, mit UK-Steckernetzteil



Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	3,8 kg
Volumengewicht	3,8 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1490826
Warennummer (Zolltarifnummer)	94054239
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopbeleuchtung
Produktfamilie	OZB-IF

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	120×370×250 mm
Schwanenhals-Länge	300 mm
Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsstärke	6W
Farbtemperatur	5600-6300 K
Beleuchtung dimmbar	✓

## Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	300×250×250 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg