

KERN OZB-A45 15UK-2026e

KERN

Double col-de-cygne lumineux pour un éclairage optimal de votre échantillon, avec bloc d'alimentation secteur pour UK



Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	3,8 kg
Poids volumétrique de l'envoi	3,8 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	404576 1490826
Numéro de marchandise	94054239
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Éclairage du microscope
Famille de produits	OZB-IF

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	120×370×250 mm
Col-de-cygne longueur	300 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensité d'éclairage	6 W
Température de couleur	5600-6300 K
Éclairage à intensité variable	✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	300×250×250 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,6 kg