

# KERN OZB-A45 15UK-2026e

# KERN

Doppia illuminazione a collo di cigno per illuminazione ottimale del vostro campione, con alimentatore di rete per UK



Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	3,8 kg
Peso volumetrico della spedizione	3,8 kg

## Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	404576 1490826
Numero merceologico	94054239
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione microscopio
Famiglia di prodotti	OZB-IF

## Design

Dimensioni (L×P×A)	120×370×250 mm
Collo di cigno lunghezza	300 mm
Beleuchtungsart	LED
Intensità di illuminazione	6 W
Temperatura del colore	5600-6300 K
Illuminazione dimmerabile	✓

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	300×250×250 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,6 kg