

KERN OZP 152



Individueelheid, veelzijdigheid en flexibel werken door ons modulaire systeem -> stereomicroscopiehoofden



Datum van opstelling: 01.09.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscopie
Productgroep	Stereomicroscopie
Productfamilie	OZP-15

Ontwerp

Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Trinoculaire
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Straalpadverdeling	50:50
Contrastmethode	Helderveld
Interpupilaire afstand [Min]	54 mm
Interpupilaire afstand [Max]	76 mm
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-5
Dioptrische aanpassing [Max]	5

Oculair

Oculair type	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Oculair veldbreedte	HSWF
Gezichtspunt	High Eye Point
Oculair vergroting	10x
Oculair gezichtsveld	23 mm
Oculair diameter	30 mm

Objektief

Objectieven vergroting	0,65x - 5,5x
------------------------	--------------

Focus

Blikveld [Min]	4,2 mm
Blikveld [Max]	35,4 mm
Totale standaardvergroting [Min]	6,5x
Totale standaardvergroting [Max]	55x
Click-Stop-Zoom	✓
Zoom [Min]	0,65x
Zoom [Max]	5,5x
Monsterhoogte [Max]	110 mm
Werkende afstand	110 mm
Vergroting	8,5:1

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	300x250x255 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	3,8 kg
Verzendvolume (gewicht)	3,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761504509
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

