

KERN RH-A01

KERN

Einweg-Probenschalen aus Aluminium, Ø 90 mm. Gebinde zu 50 Stück



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Probenschalen
Produktfamilie	RH

Bauform

Bauform	Rund
Material	Aluminium

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-100 °C
Lagertemperatur [Max]	100 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	105×105×80 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,34 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761503588
Warennummer (Zolltarifnummer)	90160090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

