

KERN RH-A01

KERN

Platillos de muestras desechable de aluminio, Ø 90 mm, paquete de 50 unidades



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Platillos de muestra
Familia de productos	RH

Diseño

Forma constructiva	redondo
Material	aluminio

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-100 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	100 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	105×105×80 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envío	0,34 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761503588
Número de mercancía	90160090
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida