

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN SET-52

DEUTSCH

Software EasyTouch


SET-52

Inventory

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



MERKMALE

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set sind das Basisprogramm SET-01 Base und SET-32 Count
- ET Inventory: SET-52 Inventory dient als Assistenzprogramm und Datenbank, die es auch Nutzern ohne Vorkenntnisse ermöglicht, Inventurvorgänge schnell und fehlerfrei durchzuführen. Nutzer konzentrieren sich lediglich auf das Identifizieren der Inventurobjekte, z. B. durch Barcodescans, während das Programm den gesamten Zählvorgang selbstständig abwickelt
- Einfacher Ablauf: Der Prozess ist denkbar einfach: Barcode scannen, Objekt auf die Waage legen, fertig. Danach direkt zum nächsten Artikel übergehen
- Organisation der Inventur: Jede Inventur kann in verschiedene „Jobs“ unterteilt werden – abhängig von Lagerort, Produktgruppe usw. Jeder Inventur-Job wird einzeln durchgeführt, abgeschlossen und gespeichert. Dies ermöglicht es, große Inventuren in sinnvolle Teilbereiche zu gliedern und durch verschiedene Teams bearbeiten zu lassen
- Freigabeprozess: Inventuren können mit einem Freigabeprozess versehen werden, sodass die Ergebnisse nach Abschluss des Vorgangs von einer autorisierten Nutzerrolle freigegeben werden müssen
- Inventurliste: EasyTouch gibt eine übersichtliche Liste aller erfasster Artikel mit dem jeweils gezählten Bestand aus. Es ist möglich, eine aktuelle Inventur beispielsweise mit einer Vorjahres-Inventur zu vergleichen. Das System berechnet dann automatisch die Bestandsdifferenzen zwischen den beiden Inventuren
- ERP Connect: Durch diese optionale Erweiterung lassen sich Inventurlisten beispielsweise aus bestehenden Warenwirtschaftssystemen importieren und Ergebnisse, etwa aktuelle Bestände, dorthin exportieren
- Wiegen und Zählen: Der Bestandswert kann entweder als Zählergebnis von der Waage übernommen werden, per Hand eingegeben oder aus einer Vergleichsinventur übernommen werden
- Datenimport: Die Stammdaten der Inventurartikel können entweder über eine Schnittstelle von einem ERP-System oder per Excel-Liste in EasyTouch importiert werden

Lizenzinformationen

- Lizenzumfang: Eine Lizenz kann auf einem Endgerät (PC, Laptop, Android-Tablet) betrieben werden

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Voraussetzung für dieses Set sind das Basisprogramm SET-01 Base und SET-32 Count

PIKTOGRAMME

Standard



Option



KERN Piktogramm-Übersicht



EasyTouch: Geeignet für die Verbindung, Datenübertragung und Steuerung durch PC oder Tablet



Zentrale Benutzerverwaltung für KERN EasyTouch Funktionen. Zu einem Benutzer sind primäre Stammdaten, wie z. B. Vorname, Nachname, Bild hinterlegbar. Jedem Benutzer wird eine Benutzerrolle zugeordnet, die über individuell konfigurierbare Rechte in der KERN EasyTouch App verfügt. Durch diese Struktur können Standard-User, Supervisor-User etc. angelegt werden. Das Einloggen in die KERN EasyTouch App erfolgt über einen Benutzernamen und ein Passwort.



In diesem Speicher werden alle gedruckten und gespeicherten Wiedaten und Messdaten abgelegt. Die Speicherung erfolgt entweder auf dem lokalen Auswertegerät oder zentral – für alle angeschlossenen Wiegesysteme – in einem Serververzeichnis (Save-Data Server oder Save-Data Cloud). Dynamische Daten können jederzeit wieder aufgerufen und ausgedruckt bzw. in Tabellenform exportiert werden.



Alle Speicherdaten werden manipulationssicher gespeichert. Die Veränderungen von Stammdaten werden ebenfalls manipulationssicher im dynamischen Datenspeicher gesichert (Data Traceability)



Geräte-Qualifizierung: normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installationsqualifizierung (IQ), Funktionsqualifizierung (OQ)



Zentrale Datenspeicherfunktion zur zusätzlichen Speicherung aller Messdaten in einem zentralen, lokalen Serververzeichnis. Hier werden die Messdaten aller, über KERN EasyTouch angeschlossenen, Wiegesysteme sowie aus allen installierten KERN EasyTouch Funktionen gespeichert. Speziell für Benutzer mit mehreren Wiegesystemen besteht hierdurch der Vorteil, alle Wiedaten in nur einer Datenbank konsolidiert zu haben und einzelne Messdaten von verschiedenen Waagen in nur einer Tabelle suchen zu müssen. Die Save-Server Datenspeicherung ist ebenfalls manipulationssicher und unveränderlich.