

# KERN SXC-A01

**KERN**

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 330 mm



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	160×215×300 mm
Material	rostfreier Stahl
Stativhöhe	330 mm

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	440×180×110 mm
Nettogewicht	0,967 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	1,7 kg

## Piktogramme

### STANDARD

