

KERN TGC 150-2

KERN

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara



Tolleranza (% da [Max]) 0,2%

Display

Tipo di display LCD
Display retroilluminato sì
Display altezza cifre 12 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A) 100×130×18 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø) 81 mm
Dimensioni superficie di pesata 81 mm
Materiale alloggiamento plastica
Materiale piatto di pesata acciaio inox
Materiale alloggiamento del display Plastica

Funzioni

Protetta IP - unità completa -
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore 4 min
Funzione di tara manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando 4

Alimentazione

Alimentazione in dotazione Batteria
Tipo di batteria/accumulatore Li-metallo
Batteria 2×CR2032
Collegamento della batteria Cuscinetto + Molla
Batteria autonomia - con retroilluminazione 8,75 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione 22 h
Batteria tempo di carica 8,75 h
Batteria capacità 210 mAh

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [Max] 40 °C
Umidità ambientale [Min] 80 %
Umidità ambientale [Max] 90 %
Temperatura di stoccaggio [Min] -20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max] 60 °C

Omologazione

Marchio CE ✓

Categoria

Marchio KERN
Categoria di prodotto Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti Bilancia tascabile
Famiglia di prodotti TGC

Sistema di misura

Tipo di bilancia Bilancia a portata unica
Sistema di pesata Estensimetro
Portata [Max] 150 g
Portata [Max] (ct) 750 ct
Divisione [d] 0,01 g
Divisione carato [d] (ct) 0,05 ct
Riproducibilità 0,2 g
Linearità ± 0,3 g
Risoluzione 15.000
Range di tara 150 g
Possibilità di regolazione Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato 50 g (M2); 100 g (M2)
Possibili punti di regolazione 50 g; 60 g
Tempo di stabilizzazione 2 s
Tempo di riscaldamento 30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max] 0,3 g
Scorrimento massimo (15 minuti) 40 mg
Scorrimento massimo (30 minuti) 80 mg
Unità preimpostata g

g
gn
dwt
ozt
ct
oz

Unità di misura

KERN TGC 150-2

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	142×195×30 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,25 kg
Peso di spedizione	0,209 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

