

# KERN TGC 1K-3S05

**KERN**

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia tascabile
Famiglia di prodotti	TGC

## Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	1000 g
Divisione [d]	1 g
Risoluzione	1.000
Linearità	± 6 g
Riproducibilità	3 g
Range di tara	1000 g

## Unità di misura

g  
gn  
dwt  
ozt  
ct  
oz

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	750 g (M3)
Possibili punti di regolazione	1 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	3 g
Unità preimpostata	g
Divisione carato [d] (ct)	5 ct
Portata [Max] (ct)	5000 ct
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 g

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	12 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	100×130×18 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	81 mm

## Funzioni

Protetta IP - unità completa	-
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	4 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	4

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Li-metallo
Batteria	2×CR2032
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria autonomia - con retroilluminazione	8,75 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	22 h
Batteria tempo di carica	8,75 h
Batteria capacità	210 mAh

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	80 %
Umidità ambientale [Max]	90 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
-------------------	-----

# KERN TGC 1K-3S05

**KERN**

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 100×130×16,5 mm

Peso netto 0,75 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 0,75 kg

Peso lordo ca. 0,80 kg

Peso di spedizione 0,8 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione  
in luogo di installazione 961-247S05

Numero di articolo per calibrazione  
DAkkS 963-127S05.

Numero di articolo per certificato  
di conformità 969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

