

KERN TGC 500-1

KERN

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia tascabile
Famiglia di prodotti	TGC

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	500 g
Portata [Max] (ct)	2500 ct
Divisione [d]	0,1 g
Divisione carato [d] (ct)	0,5 ct
Riproducibilità	0,5 g
Linearità	± 1,5 g
Risoluzione	5.000
Range di tara	500 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	500 g (M3)
Possibili punti di regolazione	200 g; 300 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,5 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	400 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	800 mg
Unità preimpostata	g

Unità di misura	g
	gn
	dwt
	ozt
	ct
	oz

Tolleranza (% da [Max])	0,3%
-------------------------	------

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	12 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	100×130×18 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	81 mm
Dimensioni superficie di pesata	81 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale alloggiamento del display	Plastica

Funzioni

Protetta IP - unità completa	-
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	4 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	4

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Li-metallo
Batteria	2×CR2032
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria autonomia - con retroilluminazione	8,75 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	22 h
Batteria tempo di carica	8,75 h
Batteria capacità	210 mAh

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	80 %
Umidità ambientale [Max]	90 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

KERN TGC 500-1

KERN

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	100×130×16,5 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,318 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

DAkkS
+3 DAYS