

KERN TGD 50-3C

KERN

Compacte zakkaatbalans voor nauwkeurig wegen van sieraden en edelstenen



dwt
ozt
ct
oz

Scherm

Type display	LCD-touch
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	75×36 mm
Scherm segmenten	6
Scherm cijferhoogte	20 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	96×150×64 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	65 mm
Afmetingen weegoppervlak	65 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Kunststoffen
Materiaal windbescherming	kunststof
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Telfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AAA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	150 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	15 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Zakweegschaal
Productfamilie	TGD

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	50 g
Weegbereik [Max] (ct)	250 ct
Afreesbaarheid [d]	0,001 g
Afreesbaarheid karaat [d] (ct)	0,005 ct
Reproduceerbaarheid	0,003 g
Linearisatie	± 0,003 g
Minimumgewicht [Min]	0,02 g
Minimumgewicht [Min] (ct)	0,1 ct
Resolutie	50.000
Tarrabereik	50 g
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	50 g (F2)
Mogelijke aanpassingspunten	50 g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	30 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 g
Maximale kruip (15 minuten)	4 mg
Maximale kruip (30 minuten)	8 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g
Eenheden	g gn

KERN TGD 50-3C



Compacte zakkaraatbalans voor nauwkeurig wegen van sieraden en edelstenen

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-247

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-127

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 205×139×68 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 0,25 kg

Brutogewicht ca. 0,40 kg

Verzendgewicht 0,4 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

