

KERN TGD 50-3CS05

KERN

Kompakte Taschenkaratwaage für präzises Wiegen von Schmuck und Edelsteinen



ct
oz

Display

Display-Art	LCD-Touch
Display Hinterleuchtung	ja
Display Ziffernhöhe	20 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	96×150×64 mm
Abmessungen Wägefläche (Ø)	65 mm
Abmessungen Wägefläche	65 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Kunststoff
Material Windschutz	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Libelle	✓
Fußschrauben drehbar	✓

Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	5 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	4

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil & Batterie inkl.
Batterie-/ Akkart	Alkali(-Mangan)
Batterie	4×1.5 V AAA
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer	150 h

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	15 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247S05
---	------------

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Laborwaage
Produktgruppe	Taschenwaage
Produktfamilie	TGD

Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	50 g
Wägebereich [Max] in Karat	250 ct
Ablesbarkeit [d]	0,001 g
Ablesbarkeit Karat [d] (ct)	0,005 ct
Reproduzierbarkeit	0,003 g
Linearität	± 0,003 g
Auflösung	50.000
Tarierbereich	50 g
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	50 g (F2)
Mögliche Justierpunkte	50 g
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	30 min
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,005 g
Max. Kriechen (15 Minuten)	4 mg
Max. Kriechen (30 Minuten)	8 mg
Voreingestellte Einheit	g
	g
Einheiten	gn
	dwt
	ozt

KERN TGD 50-3CS05



Kompakte Taschenkaratwaage für präzises Wiegen von Schmuck und Edelsteinen

Artikelnummer für DAkkS-
Kalibrierung 963-127S05.

Artikelnummer für
Konformitätszertifikat 969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 1,2 kg

Bruttogewicht ca. 2,0 kg

Versandgewicht 1,905 kg

Piktogramme

STANDARD



OPTION

