

# KERN TGD 50-3CS05

# KERN

Compacte zakkaatbalans voor nauwkeurig wegen van sieraden en edelstenen



ct  
oz

## Scherm

Type display	LCD-touch
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	20 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	96×150×64 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	65 mm
Afmetingen weegoppervlak	65 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Kunststoffen
Materiaal windbescherming	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

## Functies

Bescherming IP - complete unit	-
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voeding & batterij inbegrepen
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AAA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	150 h

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	15 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Zakweegschaal
Productfamilie	TGD

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	50 g
Weegbereik [Max] (ct)	250 ct
Afreesbaarheid [d]	0,001 g
Afreesbaarheid karaat [d] (ct)	0,005 ct
Reproduceerbaarheid	0,003 g
Linearisatie	± 0,003 g
Resolutie	50.000
Tarrabereik	50 g
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	50 g (F2)
Mogelijke aanpassingspunten	50 g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	30 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 g
Maximale kruip (15 minuten)	4 mg
Maximale kruip (30 minuten)	8 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g
Eenheden	g gn dwt ozt

# KERN TGD 50-3CS05

**KERN**

Compacte zakkaraatbalans voor nauwkeurig wegen van sieraden en edelstenen

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247S05
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127S05.
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	1,905 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

