

# SAUTER TVM-A01

**KERN**

Supporto per dinamometri della serie SAUTER FH con cella di misura esterna



Pittogrammi

STANDARD



Data di creazione: 20.06.2026

## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Supporto

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	230×140×118 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	230×140×118 mm
Materiale	metallo, laccato
Materiale alloggiamento	metallo, laccato

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×140×118 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg
Peso lordo ca.	1,2 kg
Peso di spedizione	1,12 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,8 kg

## Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761142848
Numero merceologico	90249000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita