

SAUTER TVM-A01

KERN

Houder voor krachtmeters uit de serie SAUTER FH met externe meetcel



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Houder

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	230×140×118 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	230×140×118 mm
Materiaal	metaal, gelakt
Materiaal behuizing	metaal, gelakt

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×140×118 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,12 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761142848
Goederencode	90249000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

