

SAUTER TVM-A01

KERN

Suporte para aparelhos de medição de força da série SAUTER FH com célula de medição externa



Pictogramas

STANDARD



Data de criação: 20.06.2026

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Suporte

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	230×140×118 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	230×140×118 mm
Material	metal, lacado
Material da caixa	metal, lacado

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×140×118 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,2 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,12 kg
Peso volumétrico da entrega	0,8 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761142848
Número de mercadoria	90249000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas