

SAUTER TVQ-A01



Halterung für Kraftmessgeräte an Prüfstand SAUTER TVQ



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Halterung

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	230×140×118 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	230×140×118 mm
Material	Metall, lackiert
Material Gehäuse	Metall, lackiert

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×140×118 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,12 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 149962 1
Warennummer (Zolltarifnummer)	90249000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

